

2010临床医师技能考试辅导：骨髓活组织检查术 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/650/2021\\_2022\\_2010\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_c22\\_650350.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E4_B8_B4_E5_BA_8A_c22_650350.htm)

骨髓活组织检查术(bone marrow tbiopsy)是临床常用的诊断技术，对诊断骨髓增生异常综合征、原发性或继发性骨髓纤维化症、增生低下型白血病、骨髓转移癌、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤等有重要意义。

**【方法】**

- 1、选择检查部位 骨髓活组织检查多选择髂前上棘或髂后上棘。
- 2、体位采用髂前上棘检查时，病人取仰卧位.采用髂后上棘检查时，病人取侧卧位。
- 3、麻醉常规消毒局部皮肤，操作者戴无菌手套，铺无菌洞巾，然后行皮肤、皮下和骨膜麻醉。
- 4、穿刺将骨髓活组织检查穿刺针的针管套在手柄上。操作者左手拇指和示指将穿刺部位皮肤压紧固定，右手持穿刺针手柄以顺时针方向进针至骨质一定的深度后，拔出针芯，在针座后端连接上接柱(接柱可为1、5cm或2、0cm)，再插入针芯，继续按顺时针方向进针，其深度达1、0cm左右，再转动针管360°，针管前端的沟槽即可将骨髓组织离断。
- 5、取材 按顺时针方向退出穿刺针，取出骨髓组织，立即置于95%乙醇或10%甲醛中固定，并及时送检。
- 6、加压固定 以2%碘酊棉球涂布轻压穿刺部位后，再用干棉球压迫创口，敷以消毒纱布并固定。

**【注意事项】**

- 1、开始进针不要太深，否则不易取得骨髓组织。
- 2、由于骨髓活组织检查穿刺针的内径较大，抽取骨髓液的量不易控制。因此，一般不用于吸取骨髓液做涂片检查。
- 3、穿刺前应检查出血时间和凝血时间。有出血倾向者穿刺时应特别注意，血友病患者禁止骨髓活组织检查。

100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)